



Anpassungen nach dem Upgrade auf Windows 10

1. Benutzerkontosteuerung heruntersetzen zu „Nie benachrichtigen“





2. Sprache auf Standard „Deutsch (Schweiz)“ setzen und „Deutsch (Deutschland)“ entfernen




3. Netzwerk Profil auf „Privat“ und die Option „Kennwort Authentifizierung für freigegebene Ordner“ deaktivieren“ (weiter unten scrollen)




- Die Verknüpfungen „mFmed EVOLUTION“ und „mFsupport EVOLUTION“ mit rechtem Mausklick anklicken und unter „Eigenschaften“ > Sicherheit > die Optionen „**Programm als Administrator ausführen**“ aktivieren und **Kompatibilitätsmodus** deaktivieren (falls aktiviert)




- Die **Microsoft Word** Verknüpfung in der Taskleiste mit rechtem Mausklick anklicken und unter Eigenschaften > Verknüpfung > „Erweitert...“ die Option „**Als Administrator ausführen**“ aktivieren. Mit OK (2-mal) bestätigen.



- Unter PC Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner, die Option „**Standarddrucker von Windows verwalten lassen**“ auf **Aus** stellen.



- Das folgende NUR auf Arbeitsstationen (NICHT auf dem Hauptcomputer - Server) ausführen: Die „Ausführen“ Funktion mittels Tastenkombination „**Windows + R**“ öffnen, ins Feld **regedit** eintragen und mit OK bestätigen. > Das „**Registrierungs-Editor**“ wird geöffnet. Navigieren Im linken Ordnerbaum bis zu: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System** Im Hauptmenu des Registrierungs-Editors unter „Bearbeiten“ > „Neu“ > DWORD-Wert (32-bit) den neuen Wert mit Namen „**EnableLinkedConnections**“ erstellen. Mit Doppelklick den erstellten Wert öffnen und den Wert auf **1** setzen. Mit OK bestätigen.



- Den PC neu starten